

Calcium Hydroxide Canal Treatment Paste

TempCanal Enhanced has a pH>12 and provides the proven benefits of calcium hydroxide for successful root canal therapy. Use routinely as an intracanal dressing and for treatment of periapical lesions and abscesses, internal and external root resorption, traumatic injuries, root fractures and perforations, apexification, and weeping canals.

The paste flows through 27-gauge x 1” (0.4 x 25mm), 2-side-vent, endodontic irrigation needles for direct, one-handed delivery into the root canal. Closed-end needles prevent dispensing beyond the apex. Non-drying formula will not clog 27-gauge needles.

XP-TE-IN-09w
REV: 03/2026

PRODUCT DESCRIPTION

TempCanal Enhanced is a calcium hydroxide-based paste used by dental professionals in root canal procedures and as pulpal dressing for all pulp capping, pulpotomy and pulpal curettage procedures.

INDICATIONS

For routine use between office visits to cleanse canals and for use in complicated cases when extended calcium hydroxide treatment is indicated.

CONTRAINDICATIONS

Not for use as a permanent, hard-setting root canal filling material.
For any potential allergies, refer to associated MSDS.

INSTRUCTIONS FOR USE

1. Prepare and cleanse canal in the usual manner.
2. Attach luer lock dispenser needle securely onto the syringe. (Alternatively, paste can be placed in the canal using a lentulo paste filler.)
3. Insert needle into the canal to the desired depth. The needle is closed end with two side vents.
4. Depress syringe plunger to dispense paste.
5. Fill canal while slowly withdrawing the needle.
6. Seal access opening with your preferred cement.
7. Discard needle and recap syringe immediately after use
8. TempCanal Enhanced is easily removed with file and irrigation.

STORAGE AND HANDLING

- Store tightly sealed in original container at cool room temperature. Avoid direct light, extremes of temperature, contamination and sources of ignition.
 - Shelf life of unopened product: 2 years from date of manufacture.
 - Re-cap immediately after use.
- Note: Use a new applicator tip for each patient.


CAUTION

May be irritating to eyes, skin, respiratory system, gastrointestinal tract or mucous membranes, especially in large quantities and/or with prolonged exposure. For use by dental professionals only. Wear gloves, safety glasses; wash hands after use. Avoid unnecessary exposure.

REPORTING OF SERIOUS INCIDENTS

Any serious incidents involving the device should be reported to the manufacturer and the Competent Authority of the Member State in which the incident occurred, or other appropriate regulatory body. Reports of serious incidents should be sent to:
Pulpdent Corporation
80 Oakland Street, Watertown, MA 02472 USA
Tel: 617-926-6666 / Fax: 617-926-6262
email: pulpdent@pulpdent.com
Note: Apply disposable barrier sleeves/wraps over multiple-use dental dispensers before use with each patient. For additional information, refer to: <https://www.fda.gov/medical-devices/dental-devices/multi-ple-use-dental-dispenser-devices>
Note: Refer to the Safety Data Sheet for a list of materials present in this product.

CLINICAL SITUATIONS WHERE CALCIUM HYDROXIDE CAN BE USED



1. exudation control
2. large periapical lesions
3. antibacterial dressing
4. temporary root filling
5. apical inflammatory resorption
6. inflammatory resorption following trauma
7. apical internal resorption
8. internal-external root resorption
9. perforations
10. transverse root fractures
11. incompletely developed pulpless teeth

(Heithersay, G.S. Calcium Hydroxide in the Treatment of Pulpless Teeth with Associated Pathology, J. Brit Endo Society, 8[2]: 74-93 July 1975)

ES
PULPDENT - TEMPCANALTM ENHANCED

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

TempCanal Enhanced es una pasta de hidróxido de calcio utilizada por profesionales dentales en procedimientos de conducto radicular y como apósito pulpar para todos los procedimientos de recubrimiento pulpar, pulpotomía y supurado pulpar.

INDICACIONES

Es recomendado para un uso de rutina entre las visitas al dentista para limpiar los conductos y para su uso en casos más complicados cuando se prescribe un tratamiento de hidróxido de calcio prolongado.

CONTRAINDICACIONES

No debe usarse como material de relleno de conducto radicular de fraguado duro.
Para informarse sobre posibles alergias, consulte la HDS del producto.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Preparar y limpiar el conducto de manera habitual.
2. Colocar una aguja en la jeringa con el seguro “LuerLock”. (La pasta puede ser colocada con ayuda de un lentulo”.
3. Inserte la aguja en el conducto a la profundidad deseada. La aguja posee dos ranuras laterales y no tiene salida en su extremidad.
4. Empujar el pistón de la jeringa para sacar la pasta.
5. Rellenar el conducto sacando lentamente la aguja.
6. Sellar la apertura con su cemento habitual.
7. Retirar la aguja y cerrar la jeringa inmediatamente después de su utilización.
8. TempCanal Enhanced puede retirarse fácilmente con una lima e irrigándolo.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

- Almacene bien cerrado en el contenedor original a temperatura ambiente. Evite la luz directa, los extremos de temperatura, contaminación y fuentes de ignición.
 - Vida útil del producto sin abrir: 2 años a partir de la fecha de fabricación.
 - Volver a tapar inmediatamente después de su uso.
- Nota:Utilice una nueva punta aplicadora para cada paciente.

PRECAUCIÓN

Puede causar irritación en los ojos, la piel, el sistema respiratorio, el tracto gastrointestinal o las membranas mucosas, especialmente en grandes cantidades y / o con exposición prolongada. Para uso exclusivo de profesionales dentales. Use guantes, gafas de seguridad; lavarse las manos después de su uso. Evite la exposición innecesaria.

REPORTE DE INCIDENTES GRAVES

Cualquier incidente grave relacionado con el dispositivo debe notificarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que ocurrió el incidente, u otro organismo regulador apropiado. Los informes de incidentes graves deben enviarse a:
Corporación Pulpdent
80 Oakland Street, Watertown, MA 02472 EE. UU.
Tel: 617-926-6666 / Fax: 617-926-6262
correo electrónico: pulpdent@pulpdent.com
Nota: Utilice fundas/envolturas de barrera desechables sobre los dispensadores dentales de uso múltiple antes de usarlos con cada paciente. Para obtener información adicional, consulte: <https://www.fda.gov/medical-devices/dental-devices/multiple-use-dental-dispenser-devices>.
Nota: Consulte la hoja de datos de seguridad para obtener una lista de los materiales presentes en este producto.

FR
PULPDENT - TEMPCANALTM ENHANCED

DESCRIPTION DU PRODUIT

TempCanal Enhanced est une pâte à base d'hydroxyde de calcium utilisée par les professionnels dentaires dans les traitements canalaires et comme pansement pulpaire pour toutes les procédures de coiffage pulpaire, de pulpotomie et de curetage pulpaire.

INDICATIONS

Pour une utilisation de routine entre les visites au cabinet dentaire pour nettoyer les canaux et pour une utilisation dans les cas compliqués lorsqu'un traitement à l'hydroxyde de calcium est indiqué.

CONTRE-INDICATIONS

Ne pas utiliser comme matériau d'obturation canalaire à prise dure.
Pour toute allergie potentielle, reportez-vous à la fiche de données de sécurité associée.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1. Préparer et nettoyer le canal de manière habituelle.
2. Mettre en place l'aiguille sur la seringue avec la sécurité “LuerLock”. (La pâte peut être aussi placée au moyen d'un Lentulo).
3. Insérez l'aiguille dans le canal à la profondeur désirée. L'aiguille possède deux fentes latérales et n'a pas de sortie à son extrémité.
4. Pousser sur le piston de la seringue pour faire sortir la pâte.
5. Remplir le canal tout en sortant lentement l'aiguille.
6. Seller l'ouverture avec votre ciment habituel.
7. Jeter l'aiguille et reboucher la seringue immédiatement après utilisation.
8. TempCanal Enhanced peut être facilement retiré avec une lime en irriguant.

STOCKAGE ET MANIPULATION

- Conserver hermétiquement clos dans le contenant original à température ambiante fraîche. Eviter la lumière directe, les températures extrêmes, la contamination et les sources d'ignition.
- Validité du produit non ouvert : 2 ans à partir de la date de fabrication.
- Reboucher immédiatement après l'usage.

REMARQUE

Utiliser un nouvel embout applicateur pour chaque patient. Pour prolonger la durée de conservation de TempCanal Enhanced, placer une goutte d'eau dans le capuchon et reboucher la seringue rapidement après chaque utilisation.

MISE EN GARDE

Peut être irritant pour les yeux, la peau, le système respiratoire, le tractus gastro-intestinal ou les muqueuses, en particulier en grande quantité et/ou en cas d'exposition prolongée. À l'usage des professionnels dentaires seulement. Porter des gants et des lunettes de sécurité ; se laver les mains après utilisation. Éviter les expositions inutiles.

NOTIFICATION DES INCIDENTS GRAVES

Tout incident grave impliquant le dispositif doit être notifié au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'incident s'est produit, ou à tout autre organisme de réglementation approprié. Les rapports d'incidents graves doivent être envoyés à :
Société Pulpdent
80 Oakland Street, Watertown, MA 02472 États-Unis
Tél. : 617-926-6666 / Fax : 617-926-6262
courriel : pulpdent@pulpdent.com

REMARQUE: Appliquer des protections jetables et remplacer l'embout avant de l'utiliser avec chaque patient. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web <https://www.fda.gov/medical-devices/dental-devices/multiple-use-dental-dispenser-devices>
REMARQUE: Veuillez vous reporter à la fiche de données de sécurité pour une liste des matériaux présents dans ce produit.

DE
PULPDENT - TEMPCANALTM ENHANCED

PRODUKTBESCHREIBUNG

TempCanal Enhanced ist eine Paste auf Calciumhydroxidbasis, die von Zahnärzten bei Wurzelkanalverfahren und als Pulpalverband für alle Pulpa-Capping-, Pulpotomie- und Pulpa-Kürettage-Verfahren verwendet wird.

ANGABEN

Zur routinemäßigen Anwendung zwischen Praxisbesuchen zur Reinigung von Kanälen und zur Verwendung in komplizierten Fällen, in denen eine erweiterte Calciumhydroxidbehandlung angezeigt ist.

KONTRAINDIKATIONEN

Nicht zur Verwendung als permanentes, fest absetzendes Wurzelkanalfüllmaterial geeignet. Informationen zu möglichen Allergien finden Sie im zugehörigen Sicherheitsdatenblatt.

GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Bereiten Sie den Kanal auf die übliche Weise vor und reinigen Sie ihn.
2. Befestigen Sie die Luer Lock Spendernadel sicher auf der Spritze. (Alternativ kann die Paste mit einem Lentulopastenfüller in den Kanal eingelegt werden.)
3. Führen Sie die Nadel bis zur gewünschten Tiefe in den Kanal ein. Die Nadel ist am Ende geschlossen und verfügt über zwei seitliche Lüftungsöffnungen.
4. Drücken Sie den Spritzenkolben, um die Paste abzugeben.
5. Füllen Sie den Kanal, während Sie die Nadel langsam zurückziehen.
6. Versiegeln Sie die Zugangsöffnung mit Ihrem bevorzugten Zement.
7. Nadel entsorgen und setzen Sie nach Gebrauch sofort eine Kappe auf.
8. TempCanal Enhanced lässt sich einfach durch Wasser oder Abfeilen entfernen.

LAGERUNG UND HANDHABUNG

- Dicht verschlossen im Originalbehälter bei kühler Raumtemperatur lagern. Vermeiden Sie direktes Licht, extreme Temperaturen, Verunreinigungen und Zündquellen.
 - Haltbarkeit des ungeöffneten Produkts: 2 Jahre ab Herstellungsdatum.
 - Sofort nach Gebrauch wieder verschließen.
- Hinweis:** Verwenden Sie für jeden Patienten eine neue Applikatorspitze.

VORSICHT

Kann Augen, Haut, Atemwege, Magen-Darm-Trakt oder Schleimhäute reizen, insbesondere in großen Mengen und/oder bei längerer Exposition. Nur für Zahnärzte. Tragen Sie Handschuhe, Schutzbrille; Hände nach Anwendung waschen. Vermeiden Sie unnötige Exposition.

MELDUNG SCHWERWIEGENDER VORFÄLLE

Alle schwerwiegenden Vorkommnisse, die das Produkt betreffen, sollten dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem sich der Vorfall ereignet hat, oder einer anderen geeigneten Regulierungsstelle gemeldet werden. Meldungen über schwerwiegende Vorfälle sind zu richten an:

Pulpdent Corporation

80 Oakland Street, Watertown, MA 02472 Vereinigte Staaten von Amerika

Tel.: 617-926-6666 / Fax: 617-926-6262

E-Mail: pulpdent@pulpdent.com

Hinweis: Bringen Sie Einweg-Barriereschutzhüllen/-wicklungen über zahnärztliche Mehrwegspender an, bevor Sie sie bei jedem Patienten verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter: <https://www.fda.gov/medical-devices/dental-devices/multiple-use-dental-dispenser-devices>

Hinweis: Eine Liste der in diesem Produkt vorhandenen Materialien finden Sie im Sicherheitsdatenblatt.

IT

PULPDENT - TEMPCANAL™ ENHANCED

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

TempCanal Enhanced è una pasta a base di idrossido di calcio utilizzata dai professionisti del settore odontoiatrici nelle procedure canalari e come medicazione pulpale per tutte le procedure di incappucciamento pulpale, pulpotomia e curettage pulpale.

INDICAZIONI

Per l'applicazione di routine tra le visite ambulatoriali per pulire i canali e per l'utilizzo in casi complicati quando è indicato un trattamento prolungato con idrossido di calcio.

CONTROINDICAZIONI

Da non utilizzare come materiale di riempimento permanente e a presa dura del canale radicolare.

Per eventuali allergie, fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto associata.

ISTRUZIONI PER L'USO

- Preparare e pulire il canale nel modo consueto.
- Fissare saldamente l'ago applicatore luer lock alla siringa. (in alternativa, la pasta può essere inserita nel canale utilizzando un lentulo).
- Inserire l'ago nel canale fino alla profondità desiderata. L'ago presenta due aperture laterali ed è chiuso sul fondo.
- Premere lo stantuffo della siringa per erogare la pasta.
- Riempire il canale ritirando lentamente l'ago.
- Sigillare l'apertura di accesso con il cemento preferito.
- Eliminare l'ago e richiudere immediatamente la siringa dopo l'uso.
- TempCanal Enhanced si rimuove facilmente con un file e irrigazione.

CONSERVAZIONE E GESTIONE

- Conservare nel contenitore originale ben sigillato a temperatura ambiente fresca. Evitare la luce diretta, temperature estreme, contaminazione e fonti di ignizione.
- Periodo di validità del prodotto non aperto: 2 anni dalla data di produzione.
- Richiudere immediatamente dopo l'uso.

Nota: Utilizzare un nuovo ago applicatore per ogni paziente. Per prolungare la durata di conservazione di TempCanal Enhanced, mettere una goccia d'acqua nel tappo e richiudere la siringa subito dopo ogni utilizzo.

ATTENZIONE

Può essere irritante per gli occhi, la pelle, il sistema respiratorio, il tratto gastrointestinale o le mucose, specialmente in grandi quantità e/o con esposizione prolungata. Ad uso esclusivo dei professionisti del settore odontoiatrico. Indossare guanti, occhiali di sicurezza; lavarsi le mani dopo l'uso. Evitare l'esposizione non necessaria.

SEGNALAZIONE DI INCIDENTI GRAVI

Qualsiasi incidente grave che coinvolga il dispositivo deve essere segnalato al produttore e all'autorità competente dello Stato membro in cui si è verificato l'incidente, o altro organismo di regolamentazione appropriato. Le segnalazioni di incidenti gravi devono essere inviate a:

Pulpdent Corporation

80 Oakland Street, Watertown, MA 02472 USA

Tel: 617-926-6666 / Fax: 617-926-6262

e-mail: pulpdent@pulpdent.com

Nota: Applicare delle protezioni monouso sulla siringa e cambiare il puntale dopo ogni paziente

Per ulteriori informazioni vedere: <https://www.fda.gov/medical-devices/dental-devices/multi-ple-use-dental-dispenser-devices>

Nota: Consultare la scheda di sicurezza per un elenco dei materiali presenti in questo prodotto.

NL

PULPDENT - TEMPCANAL™ ENHANCED

PRODUCTOMSCHRIJVING

TempCanal Enhanced is een pasta op basis van calciumhydroxide die door tandheelkundige professionals wordt gebruikt bij wortelkanaalbehandelingen en als pulpaverband voor alle pulpa-capping, pulpotomie- en pulpale curettageprocedures.

INDICATIE

Voor routinematig gebruik tussen praktijkbezoeken om kanalen te reinigen en voor gebruik in gecompliceerde gevallen wanneer uitgebreide calciumhydroxidebehandeling is geïndiceerd.

CONTRA-INDICATIES

Not for use as a permanent, hard-setting root canal filling material.

Raadpleeg het bijbehorende veiligheidsinformatieblad (MSDS) voor mogelijke allergieën.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Bereid en reinig het kanaal op de gebruikelijke manier.
- Bevestig de luerlock-dispensernaald stevig op de spuit. (Als alternatief kan pasta in het kanaal worden aangebracht met behulp van een lentulo pastavuller.)
- Steek de naald in het kanaal tot de gewenste diepte. De naald heeft gesloten uiteinde met twee zijopeningen.
- Druk de zuiger van de spuit in om pasta af te geven.
- Vul het kanaal terwijl u de naald langzaam terugtrekt.
- Dicht de opening af met uw favoriete cement.
- Gooi naald en spuit onmiddellijk na gebruik terug.
- TempCanal Enhanced kan gemakkelijk worden verwijderd met vijl en irrigatie.

OPSLAG EN GEBRUIK

- Bewaar goed afgesloten in de originele verpakking op een koele kamertemperatuur. Vermijd direct licht, extreme temperaturen, vervuiling en ontstekingsbronnen.

- Houdbaarheid van ongeopend product: 2 jaar vanaf fabricagedatum.

- Sluit de dop direct na gebruik weer af.

Opmerking: Gebruik voor elke patiënt een nieuwe applicatortip.

LET OP

Kan irriterend zijn voor ogen, huid, luchtwegen, maagdarmkanaal of slijmvliezen, vooral in grote hoeveelheden en/of bij langdurige blootstelling. Alleen voor gebruik door tandheelkundige professionals. Draag handschoenen, veiligheidsbril; handen wassen na gebruik. Vermijd onnodige blootstelling.

MELDING VAN ERNSTIGE INCIDENTEN

Alle ernstige incidenten waarbij het hulpmiddel betrokken is, moeten worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde instantie van de lidstaat waar het incident heeft plaatsgevonden, of aan een andere bevoegde regelgevende instantie. Meldingen van ernstige incidenten dienen te worden gestuurd naar:

Pulpdent Corporation

80 Oakland Street, Watertown, MA 02472 VS

Tel: 617-926-6666 / Fax: 617-926-6262

e-mail: pulpdent@pulpdent.com

Opmerking: Breng wegwerpbare barrièrehoezen/wraps aan over tandheelkundige dispensers voor meervoudig gebruik vóór gebruik bij elke patiënt. Raadpleeg voor meer informatie: <https://www.fda.gov/medical-devices/dental-devices/multiple-use-dental-dispenser-devices>

Opmerking: Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor een lijst van materialen in deze Product.

PT

PULPDENT - TEMPCANAL™ ENHANCED

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

TempCanal Enhanced é uma pasta à base de hidróxido de cálcio usada por profissionais da odontologia em procedimentos de canal radicular e como curativo pulpar para todos os procedimentos de capeamento pulpar, pulpotomia e curetagem pulpar.

INDICAÇÕES

Para uso de rotina entre visitas ao consultório para limpar canais e para uso em casos complicados quando o tratamento prolongado com hidróxido de cálcio é indicado.

CONTRA-INDICAÇÕES

Não deve ser usado como um material obturador de canal radicular de endurecimento permanente.

Para obter informações sobre quaisquer potenciais alergias, consulte a FDSM associada.

ISTRUÇÕES DE USO

- Prepare e limpe o canal da maneira usual.
- Fixe a agulha do distribuidor Luer Lock com segurança na seringa. (Alternativamente, a pasta pode ser colocada no canal usando um preenchedor de pasta de lentulo.)
- Insira a agulha no canal até a profundidade desejada. A agulha é fechada com duas aberturas laterais.
- Pressione o êmbolo da seringa para dispensar a pasta.
- Preencha o canal enquanto retira lentamente a agulha.
- Sele a abertura de acesso com o cimento de sua preferência.
- Descarte a agulha e tampe a seringa imediatamente após o uso
- TempCanal Enhanced é facilmente removido com lima e irrigação.

ARMAZENAGEM E MANUSEIO

- Armazene bem fechado no recipiente original em temperatura ambiente fria. Evite luz direta, temperaturas extremas, contaminação e fontes de ignição.

- Prazo de validade do produto fechado: 2 anos a partir da data de fabricação.

- Tampe novamente imediatamente após o uso.

Nota: Use uma nova ponta de aplicador para cada paciente.

CUIDADO

Pode ser irritante para os olhos, pele, sistema respiratório, trato gastrointestinal ou membranas mucosas, especialmente em grandes quantidades e / ou com exposição prolongada. Para uso apenas por dentistas. Use luvas, óculos de segurança; lave as mãos após o uso. Evite exposição desnecessária.

RELATÓRIO DE INCIDENTES GRAVES

Quaisquer incidentes graves envolvendo o dispositivo devem ser comunicados ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro em que ocorreu o incidente ou a outro organismo regulador adequado.

Relatórios de incidentes graves devem ser enviados para:

Pulpdent Corporation

80 Oakland Street, Watertown, MA 02472 EUA

Tel: 617-926-6666 / Fax: 617-926-6262

email: pulpdent@pulpdent.com

Observação: aplique mangas de barreira descartáveis / envoltórios sobre dispensadores odontológicos de uso múltiplo antes de usar com cada paciente. Para obter informações adicionais, consulte: <https://www.fda.gov/medical-devices/dental-devices/multiple-use-dental-dispenser-devices>

Nota: Consulte a Folha de Dados de Segurança para obter uma lista dos materiais presentes neste produto.

	Plandent OY Asentajankatu 6 B 00880 Helsinki Finland	Virdental, UAB Artojų g. 52B, Gariavos Apylinkių seniūnija Teleičių kaimas 53273, Kauno Rajonas Lithuania
EU Importers Leibetseder Dentalwarenhandel GmbH Hans-Zach-Straße 2 4210 Gallneukirchen Austria	OPSYSE 18 Allée du Fenouil ZA Saint Louis 84250 Le Thor France	Hofmeester Dental B.V. Andries Copierhof 2 3059 LM Rotterdam Netherlands
Bohumila Siegllová Kolmá 303 25203 Řitka Czech Republic	KinderDent GmbH Gutenbergstraße 7 28844 Weyhe Germany	Equadent Sp z o.o. ul. Pck 12 62-500 Konin Poland
Hu-Fa Dental a.s. Moravní 909 765 02 Otrokovice Czech Republic	Ortho Organizers GmbH Lauenbühlstraße 59 88161 Lindenberg im Allgäu Germany	Lifco Dental AB Verkmästaregatan 1 745 39 Enköping Sweden
Cenger Scandinavia A/S Urlevvej 6 B 8783 Hornslyd Denmark	Dental Medical Ireland Kellystown House Kellystown Lane, Leixlip Co. Kildare, W23 VF9P Ireland	UNIDENT AB Västerhavsvägen 2 311 77 Falkenberg Sweden
Dansk Nordenta A/S Nydamsvej 8 8362 Hørring Denmark	Ravelli S.p.A. Via Darwin 32-34 20019 Settimo Milanese Italy	

	Electronic Safety Data Sheet
EN	Electronic Safety Data Sheet
ES	Ficha electrónica de datos de seguridad
FR	Fiche de données de sécurité électronique
DE	Elektronisches Sicherheitsdatenblatt
IT	Scheda di sicurezza elettronica
DK	Elektronisk sikkerhedsdatablad
NL	Elektronisch veiligheidsinformatieblad
SE	Elektroniskt säkerhetsdatablad
NO	Datablad om elektronisk sikkerhet
FI	Sähköinen käyttöturvallisuustiedote
CZ	Elektronický bezpečnostní list
LV	Elektroniskā drošības datu lapa
LT	Elektroninis saugos duomenų lapas
PT	Ficha de dados de segurança eletrónica
SK	Elektronická karta bezpečnostných údajov
PL	Elektroniczna karta charakterystyki
RO	Fișa electronică cu date de securitate
EE	Elektrooniline ohutuskkaart
BG	Електронен информационен лист за безопасност
GR	Ηλεκτρονικό βελτίο δεδομένων ασφαλείας

				
PULPDENT® Corporation				
80 Oakland Street • Watertown, MA 02472 • U.S.A. (617) 926-6666 or (800) 343-4342 • pulpdent.com • pulpdent@pulpdent.com				